

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-03-09-003402-c - 8134c9fa8f9e493b9228f3425c1797c8

1. Найменування плану: ДК 021:2015:33690000-3 - Лікарські засоби різні 33696500-0 - Лабораторні реактиви (Набір реактивів для біохімічних досліджень) ЛОТ № 1 - Набір реактивів для біохімічних досліджень ЛОТ № 2 - Реактиви для аналізатора електролітів "Квартимед АЭК-01" ЛОТ № 3 - Реактиви для гематологічного аналізатора Міндрей

2. Сума: 208 173.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 09.03.2021 11:06

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02001328

7. Місцезнаходження: 47772, Україна, Тернопільська область, Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, буд. 26-А

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Лот № 1 Набір реактивів для біохімічних досліджень: 1. 53599 - Альбумін IVD, реагент Альбумін 500 Набір реагентів для визначення кількості альбуміну в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 - 0.12 ммоль/л. 2. Стандарт. Водний розчин альбуміну - 50 г/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 5 г/л до 60 г/л. 2. Чутливість не менш 3 г/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 3% Р1 2х250 мл Стандарт 1х3 мл 2. 52941 - Загальна амілаза IVD Альфа-амілаза-кін. 100 Набір реагентів для визначення загальної активності альфа-амілази в сироватці, плазмі крові та сечі Склад набору 1. Реагент 1. CNPG3 2.25 ммоль/л, MES рН 6.2, натрію хлорид -350 ммоль/л, кальцію ацетат - 6 ммоль/л, калію тіоціонат - 900 ммоль/л, натрію азід - 0.95 г/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 20 Од/л до 2000 Од/л. 2. Чутливість не менш 10

Од/л 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 5 %. P1 1x 100 мл 6 3. 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент АЛТ-кін. 500 Набір реагентів для визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці, плазмі крові кінетичним методом. Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 100 ммоль/л, ЛДГ - 1200 МО/л, L- аланін - 500 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат: NADH - 0.18 ммоль/л, α-кетоглутарат - 15 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 4 Од/л до 260 Од/л. 2. Чутливість не менш 3 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначення не більше 7%. P1 2x 200 мл P2 1x100 мл 2 4. 42901 - Набір для визначення активності ізоферменту аспартатамінотрансферази .АСТ-кін. 500 Набір реагентів для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці, плазмі крові кінетичним методом Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 ммоль/л; ЛДГ - 800 Од/л; МДГ - 600 Од/л; L-аспартат - 200 ммоль/л. 2. Реагент 2. Субстрат: NADH - 0.18 ммоль/л; α-кетоглутарат - 15 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 4 Од/л до 260 Од/л. 2. Чутливість не менш 3 Од/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 7%. P1 2x 200 мл P2 1x100 мл 2 5. 53230-Загальний білірубін IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз Білірубін загальний 250 визн. Набір реагентів для визначення кількості загального білірубіну в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л; соляна кислота - 50 ммоль/л; ДМСО - 7 моль/л. 2. Реагент 2. Натрію нітрит - 29 ммоль/л. Додаткові реагенти Калібратор білірубіну постачається окремо. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 1.71 мкмоль/л до 300 мкмоль/л. 2. Чутливість не менш 1.71 мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 7%. P1 1x 750 мл P2 1x 13,5 мл 3 6. 53232-Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз Білірубін прямий 250 визн Набір реагентів для визначення кількості прямого білірубіну в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л; соляна кислота - 150 ммоль/л. 2. Реагент 2. Нітрит натрію - 29 ммоль/л. Додаткові реагенти Стандарт білірубіну постачається окремо. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 1.71 мкмоль/л до 300 мкмоль/л. 2. Чутливість не менш 1.37 мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 7%. P1 1x 750 мл P2 1x 13,5 мл 3 7. 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз Глюкоза 1000 30167 Набір реагентів для визначення кількості глюкози в сироватці, плазмі крові, сечі та спинномозковій рідині Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 ммоль/л; фенол - 0.3 ммоль/л; глюкозооксидаза - 1500 Од/л; пероксидаза - 1000 Од/л; 4-амінофеназон - 2.6 ммоль/л. 2. Стандарт. Водний розчин глюкози - 10 ммоль/л. Антикоагулянт.Концентрат 25x: натрію хлористого ≤ 4.2 г, натрію фтористому $\leq 0,11$ г, ЕДТА $\leq 0,2$ г. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 1 ммоль/ л до 30 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 0.5 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 5%. P1 1x1000 мл Стандарт 1x12 мл Антикоагулянт 2x20 г 10 8. 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз Загальний білок 1000 Набір реагентів для визначення кількості загального білка в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Натрій калію тартрат - 15 ммоль /л; натрій йодид - 100 ммоль/л; калію йодид - 5 ммоль/л; сульфат міді (II) - 19 ммоль/л. 2. Стандарт. Розчин альбуміну - 70 г/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 5 г/л до 150 г/л. 2. Чутливість не менш 5 г/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 3%. P1 1x1000 мл Стандарт 1x10 мл 6 9. 45789 -Кальцій (Ca²⁺) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз Кальцій 300 визн Набір реагентів для визначення кількості кальцію в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: етаноламін - 500 ммоль/л. 2. Реагент 2. Хромоген: о- крезолфталеїн - 0.62 ммоль/л; 8- гідрохінолін - 69 ммоль/л. 3. Стандарт. Водний розчин кальцію - 2,5 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 0.125 ммоль/л до 4 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 0.05 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 4%. P1 2x150 мл P2 2x150мл Стандарт 1x6 мл 3 10. 30161 - Набір

реагентів для визначення вмісту креатиніну Креатинін -кін.500 Набір реагентів для визначення кількості креатиніну в сироватці, плазмі крові та сечі Склад набору 1. Реагент 1. Пікриновий реагент: пікринова кислота - 17.5 ммоль/л. 2. Реагент 2. Лужний реагент: гідроксид натрію - 0.29 ммоль/л. 3. Стандарт. Водний розчин креатиніну - 177 мкмоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 26 мкмоль/л до 1000 мкмоль/л. 2. Чутливість не менш 15 мкмоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 5%. P1 1x250 мл P2 1x250 мл Стандарт 1x5 мл 6 11. 53346- Лактат IVD, реагент ЛАКТАТ 100 визн Набір реагентів для визначення кількості лактату в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер. PIPES pH 7.5 - 50 ммоль/л, 4-хлорфенол - 4 ммоль/л. 2. Реагент 2. Ензими. Лактат оксидаза - 800 Од/л, пероксидаза - 2000 Од/л, 4-амінофеназон - 0,4 ммоль/л. 3. Стандарт. Водний розчин лактату - 1.123 ммоль/л. 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.1 - 13.3 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 0.1 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 15%. P1 1 x 100 мл P2 10 фл Стандарт 1 x 1,5 мл 1 12. 53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз ХОЛЕСТЕРИН 500 Набір реагентів для визначення кількості холестерину в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. PIPES pH 6.9 - 90 ммоль/л; фенол - 26 ммоль/л; ХЕ - 1000 Од/л; ХО - 300 Од/л, пероксидаза - 650 Од/л; 4-амінофеназон - 0.4 ммоль/л. 2. Стандарт. Розчин холестерину - 5.2 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 20 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 0.1 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 5%. P1 2x250 мл Стандарт 1x5 мл 6 13. 52954-Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз АСТ 1000 визн 42901 Набір реагентів для визначення концентрації аспартатамінотрансферази в сироватці, плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Субстрат: DL-Аспартат - 100 ммоль/л; α -кетоглютарат - 2 ммоль/л. 2. Реагент 2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ) - 1 ммоль/л. 3. Реагент 3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20x. 4. Калібратор. Розчин пірувату - 1.0 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 0,028 мккат/л до 1,01 мккат/л. 2. Чутливість не менш 0,028 мккат/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%. P1 1x200 мл P2 1x200 мл P3 1x100 мл Стандарт 1x8 мл 8 14. 38556 -Набір аланін-амінотрансферази АЛТ 38556 Н набір реагентів для визначення концентрації аланінамінотрансферази в сироватці, плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Субстрат: DL-Аспартат - 100 ммоль/л; α -кетоглютарат - 2 ммоль/л. 2. Реагент 2. Проявник: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ) - 1 ммоль/л. 3. Реагент 3. Натрію гідроксид 0.4 N концентрат 20x. 4. Калібратор. Розчин пірувату - 2.0 ммоль/л. 5. Інструкція з використання. 6. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.028 - 1.01 мккат/л. 2. Чутливість не менш 0.028 мккат/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 6%. P1 1x200 мл P2 1x200 мл P3 1x100 мл Калібратор 1x8 мл 8 15. 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз Сечовина 200 визн 53587 Набір реагентів для визначення кількості сечовини в сироватці, плазмі крові та сечі по Бергто Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: фосфат - 50 ммоль/л; EDTA - 2 ммоль/л; натрію саліцилат -400 ммоль/л; натрію нітропрурид - 10 ммоль/л. 2. Реагент 2. Буфер: Натрію гіпохлорит - 140 ммоль/л; натрію гідроксид - 150 ммоль/л. 3. Реагент 3. Ензими: уреаза - 3000 Од/мл. 4. Стандарт. Водний розчин сечовини - 8,3 ммоль/л. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 2 ммоль/л до 33.3 ммоль/л. 2. Чутливість не менш 1 ммоль/л. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 5%. P1 1x200 мл P2 1x200 мл P3 1x2 мл Стандарт 1x2 мл 25 16. 63271 - Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцин О антитіла ІВД, набір, аглютинація АСЛ-О - латекс-тест Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини Склад набору Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.) Реагент 3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.) Реагент 4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.) Палички для розмішування сироваток (100 шт.) Тестовий слайд (1шт.) Аналітичні

характеристики Чутливість тесту становить 200 МОд/мл (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по галузевому стандарту ДНВІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів ім. Л.А.Тарасевича 8 17. 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації РФ - латекс-тест Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини Склад набору Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.) Реагент 3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.) Реагент 4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 МОд/мл, 0.2 мл (1 шт.) Палички для розмішування сироваток (100 шт.) Тестовий слайд (1шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 12 МОд/мл (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по галузевому стандарту ДНВІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів ім. Л.А.Тарасевича 8 18. 63234 - С-реактивний білок (CRP) IVD, набір, аглютинація, експрес-аналіз СРБ - латекс-тест Діагностикум для виявлення С- реактивного білку в сироватці крові людини Склад набору Реагент 1. Латексна суспензія, 2 мл (1 шт.) Реагент 2. Розчинник, 14 мл (1 шт.) Реагент 3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0.2 мл (1 шт.) Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0.2 мл (1 шт.) Палички для розмішування сироваток (100 шт.) Тестовий слайд (1шт.) Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 6 мг/л (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по галузевому стандарту ДНВІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів ім.Л.А.Тарасевича Р1 1 x 40мл Р2 1 x 10 мл 16 19. 53719- Феритин IVD, реагент «ФЕРИТИН-турбі 15 визн. Кількісний турбідиметричний тест для вимірювання феритину в людській сироватці або плазмі. Латексні частинки, покриті специфічним анти-людським феритином, аглютинують при змішуванні зразків, що містять ферити. Р1 1 x 12 мл Р2 1 x 3 мл 2 20. 41927-Феритин IVD, калібратор Феритин калібратор Калібратор до набору Феритин-турбі, 1 мл Шт 1 21. 41928-Феритин IVD, контроль Феритин контроль Контрольний матеріал до набору Феритин-турбі, 1 мл Шт 1 22. 30211-Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці Контроль Норма. Ліофілізована людська сироватка на 5 мл (39950) Ліофілізована людська сироватка для контролю за біохімічними дослідженнями, 5 мл 1x5 мл 6 23. 30211-Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці Контроль Патологія. Ліофілізована людська сироватка на 5 мл (39955) Ліофілізована людська сироватка для контролю за біохімічними дослідженнями, 5 мл 1x5 мл 6 24. 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку ПЧ-тест 100 визн Набір призначений для оцінки протромбінового часу згортання цитратної плазми, отриманої з венозної крові, за методом Quik в ручному варіанті або за допомогою коагулометра. Склад набору: Р1. Ліофільно висушена тромбопластин-кальцієва суміш, Р2. Контрольна плазма - ліофільно висушений пул плазми крові не менше, ніж від 20 здорових людей, Аналітичні характеристики: Лінійність визначення 1 - 6 г/л (без додаткових розведень плазми). Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації не перевищує 10% 4x25 визн 20 25. 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку ПЧ-тест з рідким реагентом (400 визн) Тромбопластин-кальцієва суміш (рідкий реагент), 10 мл - 4 фл. Міжнародний індекс чутливості (МІЧ) вказано в Паспорті до набору. 2. Контрольна плазма (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини), на 1 мл - 1 фл. 4x10мл Плазма-1мл 5 26. 55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку Фібриноген-тест з рідким реагентом (100 визн) Призначення Набір призначений для швидкого кількісного визначення змісту фібриногену в плазмі крові (хронометричний метод по Clauss) на коагулометрі. Склад набору 1. Тромбін (100 од. NIN/мл), 10 мл - 1 фл. 2. Буфер, 40 мл - 2 фл. 3. Контрольна плазма з відомим вмістом фібриногену (ліофільно висушена), на 1 мл - 1 фл. 100 визн 17 27. 30592- Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз АПТЧ-К-тест (100 визн) Визначення АПТЧ, АЧР, ЧТЧ класичним, каолін-кефаліновим методом. 100 визн 10 28. 52695 Набір для визначення групи крові системи ABO IVD, реакція аглютинації Моноклональний реагент анти-А для визначення груп крові людини за системою ABO (1x10 мл) Діагностичний моноклональний реагент анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою ABO шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за

допомогою прямої реакції аглютинації 8 29. 52695 Набір для визначення групи крові системи ABO IVD, реакція аглютинації Моноклональний реагент анти-В для визначення груп крові людини за системою ABO (1x10 мл) Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою ABO шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації 8 30. 30598 - Набір реагентів для визначення резус-фенотипу Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1x10 мл) Діагностичний моноклональний реагент анти-D, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації 20 31. 55868 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал PLT - контроль Н+П (2 фл x 2,5 мл) Призначений для контролю правильності і відтворюваності підрахунку тромбоцитів в лічильній камері Горяєва. Суспензія являє собою контрольний матеріал, який складається з фіксованих часток в розчині з консервантами. Склад набору 1. Реагент 1. Нормальна концентрація клітин. 2. Реагент 2. Патологічна концентрація клітин. Значення концентрацій P1: 180-320 x10⁹ /л (норма) P2: 80-140 x10⁹ /л (патологія) Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 10%. Фасовка: P1 1 x 2.5 мл P2 1 x 2.5 мл 2 32. 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал RBC - контроль Н+П (2 фл x 2,5 мл) Призначений для контролю правильності і відтворюваності підрахунку еритроцитів в лічильній камері Горяєва. Суспензія являє собою контрольний матеріал, який складається з фіксованих часток в розчині з консервантами. Склад набору 1. Реагент 1. Нормальна концентрація клітин. 2. Реагент 2. Патологічна концентрація клітин. Значення концентрацій P1: 3,25-4,87 x10¹² /л (норма) P2: 1,85-2,77 x10¹² /л (патологія) Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 10%. Фасовка: P1 1 x 2.5 мл P2 1 x 2.5 мл 2 33. 55867 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал WBC - контроль Н+П (2 фл x 2,5 мл) Призначений для контролю правильності і відтворюваності підрахунку лейкоцитів в лічильній камері Горяєва Суспензія являє собою контрольний матеріал, який складається з фіксованих часток в розчині з консервантами. Склад набору 1. Реагент 1. Нормальна концентрація клітин. 2. Реагент 2. Патологічна концентрація клітин. Значення концентрацій P1: 3,77-5,66 x 10⁹ /л (норма) P2: 1,75-2,63 x 10⁹ /л (патологія) Коефіцієнт варіації результатів визначень - не більш 10%. Фасовка: P1 1 x 2.5 мл P2 1 x 2.5 мл 2, Лот № 2 Реактиви для аналізатора електролітів "Квартимед АЭК-01": 1. 52867 Множинні електроліти IVD, калібратор Калібратор 1 (K,Na,Cl) (для аналізатору електролітів) АЕК.013 Призначення: призначений для калібрування аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 по одній або по двох точках та його промивки між пробами. Склад: калій хлористий, натрій хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат літію, ПАР, вода дистильована. Фасування: 1000мл/флакон. шт 4 2. 52867 Множинні електроліти IVD, калібратор Калібратор 2 (K,Na,Cl) (для аналізатору електролітів) АЕК.017 Призначення: призначений для калібрування аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 по другій точці. Склад: калій хлористий, натрій хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат кальцію, ПАР, вода дистильована. Фасування: 100мл/флакон. шт 4 3. 52867 Множинні електроліти IVD, калібратор Розчин сольового містка (для аналізатору електролітів) АЕК.023 Призначення: призначений для роботи електроду порівняння аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 при вимірюванні різниці потенціалів між іоноселективними електродами і електродом порівняння. Склад: калію хлорид, натрію хлорид, ПАР, вода дистильована. Фасування 1000мл/флакон. шт 4 4. 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматизованих систем Очисний розчин (для аналізатору електролітів) АЕК.021 Призначення: призначений для промивки електродів і гідравлічної системи аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 від забруднення. Склад: калію хлорид, гіпохлорид натрію, вода дистильована. Фасування 100мл/флакон. шт 6 5. 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматизованих систем Кондиціонер (для аналізатору електролітів) АЕК.019 Призначення: призначений для промивки електродів аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5.

Відновлює мембрани електродів після проведення процедури очистки за допомогою очисного розчину. Склад: натрій хлористий, біфторид аммонію, вода дистильована. Фасування 100мл/флакон. шт 4 6. 52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал Комплект розчинів контролю якості (для аналізатору електролітів) АЕК.025 Призначення: призначений для контролю якості (відтворюваність) роботи аналізаторів електролітів АЭК-01 та EL-5 по 3-х рівнях досліджуваних показників К, Na, Са, рН, Cl - низькому, нормальному та високому. Склад: калію хлористий, натрію хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат кальцію, ПАВ, вода дистильована. Фасування 3 фл по 10 мл шт 4, Лот № 3 Реактиви для гематологічного аналізатора Міндрей: 1. 58237 буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/ напіваавтоматичні системи Реагент «Diluent»(20л) Для гематологічного аналізатора Міндрей 10 2. 30538 - Калібратор цільної крові Контрольний матеріал Пара 12 Екстенд норма Для гематологічного аналізатора Міндрей 12 3. 58237 буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/ напіваавтоматичні системи Розчин М-30 CFL LYZE (лізуючий розчин) Для гематологічного аналізатора Міндрей 8 4. 58237 буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/ напіваавтоматичні системи Розчин М-30Е F-L CLEANTSER по 100 мь (промивка) Для гематологічного аналізатора Міндрей 9 5. 58237 буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/ напіваавтоматичні системи Розчин «RINSLE» Для гематологічного аналізатора Міндрей 10 6. 58237 буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні/ напіваавтоматичні системи Розчин «Термінова промивка» Для гематологічного аналізатора Міндрей 3

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 208 173.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	208 173.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Березень 2021