

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-02-23-005222-b - e5fd6e72cb6448b683820f0c71775eef

1. Найменування плану: Лабораторні реактиви
2. Сума: 98 410.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 23.02.2024 23:22

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне підприємство "Перинатальний центр II рівня Полтавської міської ради"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01999690
7. Місцезнаходження: 36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Олеса Гончара, буд. 27 В
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розчинник Розчинник Diatro Dil-DIFF являє собою буферний, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічних аналізаторах Diatron Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus 3CT. Склад повинен відповідати: Хлорид натрію < 1.5% Буфери < 1.0% Консерванти < 0.5 % Стабілізатори < 0.5% Розчинник Diatro Dil-DIFF не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів Термін придатності Diatro Dil-DIFF становить 36 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. Фасування: 20 л, Лізуючий Реагент Лізуючий Реагент Diatro Lyse-DIFF являє собою стабілізований і мікрофільтрований лізуючий реагент для гемолізу еритроцитів (RBC), кількісного визначення лейкоцитів (WBC), 3-складової диференціації лейкоцитів (LYM, MID, GRAN) і визначення концентрації гемоглобіну (HGB) в зразках крові людини на гематологічних аналізаторах Diatron Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus 3CT. Склад повинен відповідати: ПАР. < 3.5% Буфери.. < 1.0% Консерванти < 0.5 %

Стабілізатори ... < 0.5% Лізуючий Реагент Diatro Lyse-DIFF не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів. Термін придатності Diatro Lyse-DIFF становить 48 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. В комплекті повинен іти ключ активації приладу.

Фасування: 1 л, Очищуючий Реагент Очищуючий Реагент Diatro Cleaner являє собою стабілізований і мікрофільтрований протеолітичний ферментний розчин для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron Junior, Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus 3CT, Abacus 380. Складповинен відповідати: Детергенти < 1.0% Буфери < 1.0% Консерванти. < 0.5 % Стабілізатори < 0.5% Термін придатності Diatro Clenz становить 48 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. Ферментний Очищуючий Реагент Diatro Clenz не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів. Фасування: 1л, Гіпохлоритний Очищуючий Реагент Гіпохлоритний Очищуючий Реагент Diatro Hypoclean являє собою стабілізований і мікрофільтрований концентрований гіпохлоритний розчин для інтенсивного окисного очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічних аналізаторах Diatron Junior, Abacus Junior 30, Abacus Junior 5, Abacus 3CT, Abacus 380. Складповинен відповідати: Детергенти < 1.0% Гіпохлорит натрію < 1.0% Гідроксид натрію < 1.0 % Стабілізатори. < 0.4% Термін придатності Diatro Hypoclean становить 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні. Фасування: 1 л, Контроль гематологічний Diason 3 низький, 3,0 мл Контрольний матеріал це суміш, в складі якої еритроцити людини, а також тромбоцити і лейкоцити тваринного походження в рідкій плазмі подібній рідині з консервантами. Фасування: 1х3 мл, Контроль гематологічний Diason 3 норма, 3,0 мл Контрольний матеріал це суміш, в складі якої еритроцити людини, а також тромбоцити і лейкоцити тваринного походження в рідкій плазмі подібній рідині з консервантами. Фасування: 1х3 мл, Контроль гематологічний Diason 3 високий 3,0 мл

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33696500-0 Лабораторні реактиви

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 98 410.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		98 410.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2024